

InBody 570 | Scheda Tecnica

Impedenziometro professionale, semplice da utilizzare, veloce e facile da installare.



Fornisce l'analisi della composizione corporea, della massa grassa e muscolare sia a livello complessivo sia a livello segmentale, il livello di grasso viscerale e l'indice di edema; è dotato di una guida vocale per una facile esecuzione del test. Presenta la scelta tra modalità individuale o professionale.

CARATTERISTICHE

- Interfaccia semplice con voce guida
- Collegamento wifi
- Disponibile con stampante termica e Software Looking'Body dedicato
- Risultati per bambini con grafici di crescita



PARAMETRI MISURATI

- Peso (kg)
- Massa grassa totale e segmentale (kg)
- Percentuale di grasso corporeo (% - kg)
- Massa magra priva di grasso totale e segmentale(kg)
- Massa muscolare scheletrica (kg)
- Acqua corporea totale (kg)
- Rapporto vita/fianchi
- Tasso metabolico basale (kcal)
- Indice di massa corporea (kg/m²)
- Valori di impedenza segmentale (Ω)
- Proteine
- Minerali
- Punteggio InBody
- Indice di edema
- Livello di grasso viscerale
- Grafici e punteggio crescita per bambini

SPECIFICHE TECNICHE

Misure: 522 (W) x 893 (L) x 1113 (H): mm
Peso: 24 kg
Frequenze: 5 kHz, 50 kHz, 500 kHz
Display: 800 x 480 TFT LCD
Portata peso: 10 - 250 kg
Portata altezza: 95 - 220 cm
Intervallo età: 3 - 99 anni

InBody 570 | Scheda dei risultati

InBody

ID 150216-2 Altezza 174cm Et  51 Genere Maschio Data Test / Ora 2015.02.16. 16:03

Analisi della Composizione Corporea

	Valore	Acqua Corporea Totale	Massa Magra	Massa Magra	Peso
Acqua Corporea Totale (L)	48,4 (37,4-45,8)	48,4	62,3 (48,1-58,7)	66,2 (51,0-62,3)	91,1 (56,6-76,6)
Proteine (kg)	13,1 (10,1-12,3)				
Minerali (kg)	4,70 (3,46-4,23)	non usato			
Massa Grassa del Corpo (kg)	24,9 (8,0-16,0)				

Analisi Muscolo - Grasso

	Sotto	Normale	Sopra
Peso (kg)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %		91,1
Massa del Muscolo Scheletrico (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %		37,5
Massa Grassa del Corpo (kg)	40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 %		24,9

Analisi dell'obesit 

	Sotto	Normale	Sopra
IMC (kg/m ²)	10,0 15,0 18,5 22,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0		30,1
Percentuale di Grasso Corporeo (%)	0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0		27,3

Analisi Massa Magra Segmentale

	Sotto	Normale	Sopra
Braccio Destro (kg)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %		3,68
Braccio Sinistro (kg)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %		3,62
Tronco (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %		101,8
Gamba Destra (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %		10,43
Gamba Sinistra (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %		10,48

Analisi del Rapporto AEC

	Sotto	Normale	Sopra
Rapporto AEC	0,320 0,340 0,360 0,380 0,390 0,400 0,410 0,420 0,430 0,440 0,450		0,375

Storia della Composizione Corporea

	15.02.16. 1555	15.02.16. 1603
Peso (kg)	90,1	91,1
Massa del Muscolo Scheletrico (kg)	37,3	37,5
Percentuale di Grasso Corporeo (%)	26,9	27,3
Rapporto AEC	0,376	0,375

Recente Totale

Ver. LookinBody120. 1.0.3.2

Punteggio InBody

76 / 100 Punteggio

* Punteggio totale che rispecchia la valutazione della composizione del corpo. Una persona muscolosa pu  ottenere un punteggio di oltre 100 punti.

Controllo del Peso

Peso Target 77,9 kg
Controllo del Peso -13,2 kg
Controllo del Grasso -13,2 kg
Controllo del Muscolo 0,0 kg

Valutazione Obesit 

IMC Normale Sotto Leggermente sopra Sopra

PGC Normale Leggermente sopra Sopra

Valutazione Equilibrio Corporeo

Superiore Bilanciato Leggermente Sbilanciato Estremamente Sbilanciato
Inferiore Bilanciato Leggermente Sbilanciato Estremamente Sbilanciato
Superiore-Inferiore Bilanciato Leggermente Sbilanciato Estremamente Sbilanciato

Analisi Massa Grassa Segmentale

Braccio Destro (1,6 kg) 273,2%
Braccio Sinistro (1,7 kg) 278,2%
Tronco (13,0 kg) 308,6%
Gamba Destra (3,7 kg) 213,1%
Gamba Sinistra (3,6 kg) 210,8%

Parametri di Ricerca

Acqua Intracellulare 30,3 L (23,2-28,4)
Acqua Extracellulare 18,1 L (14,2-17,4)
Tasso Metabolico Basale 1800 kcal
Relazione Cintura Fianchi 0,89 (0,80-0,90)
Livello Grasso Viscerale 9 (1-9)
Grado di obesit  137 % (90-110)
Contenuto Minerale Osseo 3,86 kg (2,85-3,49)
Massa Cellulare Corporea 43,4 kg (33,3-40,7)
Circonferenza braccio 35,1 cm
Circonferenza Muscolare del Braccio 30,3 cm

Codice QR per l'Interpretazione dei Risultati

Eseguire la scansione del codice QR per leggere l'interpretazione dei risultati pi  nel dettaglio.



Impedenza

	BD	BS	TR	GD	GS
Z(�) 5 kHz	287,0	292,4	23,9	214,9	208,8
50 kHz	250,8	257,2	20,2	185,5	180,9
500 kHz	214,3	220,1	15,6	157,8	154,6

Foglio risultati composizione corporea, LookinBody120