

InBody270 | Scheda Prodotto



Impedenziometro leggero, veloce e facile da installare, ideale per attività diagnostica e di monitoraggio



Fornisce l'analisi della composizione corporea e della massa grassa e muscolare sia a livello complessivo sia a livello segmentale; è una guida essenziale alla gestione del peso attraverso i dati forniti per la diagnosi dell'obesità. È dotato di una guida vocale che indica la corretta postura e modalità di esecuzione del test.

CARATTERISTICHE

- Leggero, pieghevole e trasportabile.
- Disponibile con Software Lookin'Body dedicato.
- Programma di esercizi per pianificare il controllo del peso.
- Disponibile referto completo per bambini.
- Porta USB per archiviazione dati.
- Collegamento Bluetooth.
- Guida vocale per l'effettuazione del test.



PARAMETRI MISURATI

- Peso (kg)
- Massa grassa totale e segmentale (kg)
- Percentuale di grasso corporeo (% - kg)
- Massa magra priva di grasso totale e segmentale (kg)
- Massa muscolare scheletrica (kg)
- Acqua corporea totale (kg)
- Rapporto vita/fianchi
- Tasso metabolico basale (kcal)
- Indice di massa corporea (kg/m²)
- Valori di impedenza segmentale (Ω)
- Grafico di crescita (Altezza/peso) (Software bambini)
- Grafico di bilanciamento del corpo (Software bambini)
- Valori di crescita (Software bambini)
- Livello di grasso viscerale

SPECIFICHE TECNICHE

Peso/dimensioni:
14,5 kg / 356 (W) X 843 (L) x 984 (H): mm
Frequenze: 20 kHz, 100 kHz
Portata: 10 - 250 kg
Durata esame: 30 sec.
Intervallo di età: 3-99 anni

