


# BSM170 | Scheda Prodotto

Statimetro digitale, facile da utilizzare, con display LCD e senza fili.



InBody BSM170 permette la misurazione dell'altezza in maniera precisa ed accurata grazie al suo design creato per garantire il corretto posizionamento sulla pedana. E' dotato di uno schermo LCD che permette la visualizzazione della misura, è di facile utilizzo ed è completamente privo di cavi utilizzando batterie e connessione bluetooth.

## CARATTERISTICHE

- Facile da montare
- Funzione per il risparmio energetico
- Schermo LCD
- Pedana funzionale per il posizionamento
- Funzionamento a batteria
- Senza cavi
- Connessione bluetooth



## SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni: 390(W) × 500(L) × 2190(H) : mm  
15.3(W) × 19.7(L) × 86.2(H) : inch

Peso: 8.5kg (18.7lbs)

Intervallo altezza: 35 ~ 210 cm  
1ft. 1.8in. ~ 6ft. 10.7in.

Errore: ± 1mm

Display: LCD 55x31 mm

Risparmio energetico: 150 s dopo la misurazione

Interfaccia esterno: Bluetooth

