

# InBody 370s | Scheda Tecnica

Impedenziometro professionale, semplice da utilizzare, veloce e facile da installare.



Fornisce l'analisi della composizione corporea e della massa grassa e muscolare sia a livello complessivo sia a livello segmentale; è dotato di una guida vocale per una facile esecuzione del test. Fornisce anche un piano di esercizio basato sul tasso metabolico basale di ciascun paziente.

## CARATTERISTICHE

- Interfaccia semplice con voce guida
- Touch screen regolabile
- Disponibile con stampante termica e software Looking' Body dedicato
- Risultati per bambini con grafici di crescita e forma del corpo
- Collegamento Wi-Fi



## PARAMETRI

- Peso (kg)
- Massa grassa totale e segmentale (kg)
- Percentuale di grasso corporeo (% - kg)
- Massa magra priva di grasso totale e segmentale(kg)
- Massa muscolare scheletrica (kg)
- Acqua corporea totale (kg)
- Rapporto vita/fianchi
- Tasso metabolico basale (kcal)
- Indice di massa corporea (kg/m<sup>2</sup>)
- Valori di impedenza segmentale (Ω)
- Proteine
- Minerali
- Punteggio InBody
- Pianificatore di esercizi

## SPECIFICHE TECNICHE

Misure: 460 (W) × 677 (L) × 1020 (H): mm

Peso: 20 kg

Frequenze: 5 kHz, 50 kHz, 250 kHz

Display: 800 x 480 LCD a colori

Portata peso: 10 - 250 kg

Portata altezza: 95 - 220 cm

Intervallo età: 3 - 99 anni