

## **Elenco delle stampanti compatibili con i modelli InBody**

Se non si utilizza il SW Lookin'Body, è possibile collegare direttamente una stampante ai dispositivi InBody per stampare il referto su foglio A4.

### **Modello InBody120**

Il modello InBody120 non è in grado di supportare alcuna stampante esterna in commercio.

### **Modelli InBody270, InBody370S, InBody570 e InBody770**

Di seguito viene riportato l'elenco delle stampanti in commercio compatibili con i modelli InBody a listino: InBody270, InBody370S, InBody570, InBody770 e InBodyS10.

MARCA	MODELLO	LINGUAGGIO
Samsung	M2026W	SPL2009-600
HP	Envy 5000	PCL
HP	OfficeJet 6950	PCL
HP	Laser 107A	SPL2011

Per impostare correttamente il linguaggio di comunicazione con la stampante è necessario procedere seguendo la procedura riportata nel manuale di istruzioni del vostro impedenziometro InBody.