Elenco delle stampanti compatibili con i modelli InBody

Se non si utilizza il SW Lookin'Body, è possibile collegare direttamente una stampante ai dispositivi InBody per stampare il referto su foglio A4.

Modello InBody120

Il modello InBody120 non è in grado di supportare alcuna stampante esterna in commercio.

Modelli InBody270, InBody370S, InBody570 e InBody770

Di seguito viene riportato l'elenco delle stampanti in commercio compatibili con i modelli InBody a listino: InBody270, InBody370S, InBody570, InBody570 e InBody510.

| MARCA | MODELLO | LINGUAGGIO |
|---------|----------------|-------------|
| Samsung | M2026W | SPL2009-600 |
| HP | Envy 5000 | PCL |
| HP | OfficeJet 6950 | PCL |
| HP | Laser 107A | SPL2011 |

Per impostare correttamente il linguaggio di comunicazione con la stampante è necessario procedere seguendo la procedura riportata nel manuale di istruzioni del vostro impedenziometro InBody.