

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA PER INSTALLARE IL SW LOOK'INBODY120

Di seguito vengono riportati i requisiti minimi di sistema che deve soddisfare un Personal Computer per poter installare il SW Lookin'Body120.

Sistema Operativo

- Microsoft Windows XP SP3
- Microsoft Windows Vista SP1
- Microsoft Windows 7 32bit/64bit
- Microsoft Windows 8 32bit/64bit
- Microsoft Windows 10 32bit/64bit

Processore

- Intel Core i5 1.7 GHz o superiore

Hard Disk

- 3GB di spazio libero su HDD o maggiore

Memoria RAM

- 4GB o maggiore (raccomandato)

Risoluzione dello schermo

- 1024 x 768