

# InBody

DIFFERENZE TRA I MODELLI

**DISCLAIMER:**

Tutti i modelli InBody si basano sulla stessa tecnologia, sono quindi nello stesso modo precisi ed accurati ma il diverso numero di frequenze influenza il numero di parametri misurati.

**InBody 120**



**InBody 270**



**InBody 570**



**InBody 770**



**InBody S10**



**InBody 970**



**InBody BWA**



# I 6 PILASTRI DELLA TECNOLOGIA INBODY

	InBody 120	InBody 270	InBody 570	InBody 770	InBody S10	InBody 970	InBody BWA
Multifrequenza	2 frequenze 20 - 100 kHz		3 frequenze 5 - 50 - 500 kHz	6 frequenze 1 - 5 - 50 - 250 - 500 - 1000 kHz		8 frequenze 1 - 5 - 50 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 kHz	
Analisi segmentale	5 segmenti del corpo (braccio destro, braccio sinistro, tronco, gamba destra e gamba sinistra)						
Elettrodi	Sistema a elettrodi tattili non monouso a 8 punti						
Assenza di stime empiriche	Non usa stime empiriche in funzione del sesso e dell'età						
Valutazione della composizione corporea per età (Z Score - T score)						Uso Big Data	
Reattanza multifrequenziale						Angolo di fase segmentale su più frequenze	

# COMPARAZIONE PER CARATTERISTICHE

	InBody 120	InBody 270	InBody 570	InBody 770	InBody S10	InBody 970	InBody BWA
Software	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Software pediatrico		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Posizione del test	In piedi				Supina, in piedi e seduta	In piedi	Supina, in piedi e seduta
Trasportabilità	✓	✓			✓		✓
Durata misurazione	17 s	15 - 30 s	45 - 50 s	60 s	110 s	90 s	70 s
Range peso	5 - 250 KG	10 - 250 KG		10 - 270 KG		5 - 300 KG	
Range di età	3 - 99 anni						
Tipo di connessione	📶	📶 📶	📶 📶	📶 📶	🔌	📶 📶	🔌 📶 📶

# COMPARAZIONE PER ALCUNI PARAMETRI STANDARD

	InBody 120	InBody 270	InBody 570	InBody 770	InBody S10	InBody 970	InBody BWA
Peso	✓	✓	✓	✓		✓	
Acqua corporea totale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acqua corporea segmentale				✓	✓	✓	✓
Acqua intracellulare			✓	✓	✓	✓	✓
Acqua extracellulare			✓	✓	✓	✓	✓
Proteine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minerali	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Massa magra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Massa magra dei tessuti molli			✓	✓	✓	✓	✓
Massa grassa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# COMPARAZIONE PER ALCUNI PARAMETRI STANDARD

	InBody 120	InBody 270	InBody 570	InBody 770	InBody S10	InBody 970	InBody BWA
Percentuale grasso corporeo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SMI			✓	✓	✓	✓	✓
Grasso viscerale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Relazione cintura - fianchi	✓	✓	✓	✓		✓	✓
BMI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Massa muscolo scheletrico	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Edema index corpo intero			✓	✓	✓	✓	✓
Massa cellulare			✓	✓	✓	✓	✓
Tasso metabolico basale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Angolo di fase				✓	✓	✓	✓
Angolo di fase segmentale						✓	✓

# COMPARAZIONE PER PARAMETRI SEGMENTALI

	InBody 120	InBody 270	InBody 570	InBody 770	InBody S10	InBody 970	InBody BWA
Acqua segmentale (L)				✓	✓	✓	✓
Edema index segmentale			✓	✓	✓	✓	✓
Massa magra segmentale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Massa grassa segmentale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓