

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA PER INSTALLARE IL SW LOOK'INBODY120

Di seguito vengono riportati i requisiti minimi di sistema che deve soddisfare un Personal Computer per poter installare il SW Lookin'Body120.

Sistema Operativo

- Microsoft Windows 10 32bit/64bit

Processore

- 1.8 GHz o superiore

Hard Disk

- 10GB di spazio libero su HDD o superiore

Memoria RAM

- 4GB o superiore (raccomandato)

Risoluzione dello schermo

- 1280 x 1024 o superiore